

<性状等>

成分：過酢酸、過酸化水素、酢酸、無機酸

分類：雑品

液性：酸性（原液：pH1、200倍希釈液：pH3）

外観：無色透明液体

臭気：酢酸様の刺激臭

使用期限：製造後12ヶ月

<使用方法>

- ①洗浄方法に応じた希釈倍率で、透析装置や配管を一定時間洗浄する。

【希釈倍率】

夜間封入時 500～600倍希釈、シングルパス時 300～400倍希釈

※強力洗浄が必要な場合は200倍程度に希釈してご使用ください。※希釈後は速やかにご使用ください。

- ②洗浄後、必要に応じて一定時間を置いたうえで、一定時間すすぐ。

【すすぎ時間の目安】

水洗で60分以上（必要に応じて残留を確認する）

※残留確認法：パックテスト® 過酸化水素（共立理化学研究所、検出感度0.05ppm）推奨

<使用上の注意>

- 本品に消毒・滅菌効果はありません。
- 用途以外に使用しない。
- 他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。特に、塩素系製剤と混ぜない。有害な塩素ガスが発生する。
- 作業時は、必ず保護メガネおよびマスク、保護手袋、保護着を着用する。
- この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしない。
- 人体には使用しない。
- 一度容器から出した薬剤は、もとの容器に戻さない。
- 換気のよい場所で作業し、ミストの吸入を避ける。
- 原液は刺激臭がある。
- 鉄、銅、真ちゅう、亜鉛鋼錆、炭素鋼には使用しない。
- 使用後は、水で目・皮ふ・のど・手をよく洗う。
- キャップを開けるとき、液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。
- 廃棄時は適切な中和剤を用いて中和後、多量の水とともに廃棄する。そのまま廃棄すると、廃水処理施設の活性汚泥や配管に影響を与える恐れがある。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 内容物や容器は、（国際／国／都道府県／市町村）の規則に従って廃棄する。
- 使用期限が過ぎたものは使用しない。

<保管上の注意>

- 他の容器に移し替えて保管しない。
- 小児や認知症の方の誤飲などを防ぐため、置き場所に注意する。
- 容器のキャップをしっかりと閉め、容器を密閉して換気のよいところで保管する。
- 容器は必ず上向きで保管する。横に倒すと液が漏れ出る恐れがある。
- 倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。
- 直射日光の当たらない冷暗所に保管する。

<応急処置>

- 蒸気または有毒なガスを吸い込んだ場合、直ちに風通しの良い場所に移動し、安静にした後に速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると生命にかかる恐れがある。
- 目に入った場合は、直ちに多量の流水で15分以上洗い流す。異常がある場合は医師の診断を受ける。
- 飲みこんだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる（アレルギーの場合はその限りではない）。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。
- 液が皮ふに付いた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぐ。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。
- いずれの場合も、容態に変化があった場合は、本品または、SDSを持参し医師の診断を受ける。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラティブPA	10L	1	31890	49-87696-31890-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)

透析装置専用 過酢酸系洗浄除菌剤
サラティブPA

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



透析装置専用 過酢酸系洗浄除菌剤

サラティブPA

透析装置や配管に付着した

微生物汚染、有機物汚染、

炭酸カルシウムの除去に最適な

過酢酸系透析装置洗浄除菌剤です。



10L

液状
酸性

製品特徴

除菌性能・バイオフィルム除去性能

高希釈倍率＆短時間で微生物汚染や有機物汚染に作用し、透析装置や配管内に発生するバイオフィルムの抑制や除去につながります。

炭酸カルシウム除去性能

クエン酸やリンゴ酸などを主成分とした有機酸系洗浄剤と同等の性能を有しており、炭酸カルシウムによる配管の詰まりを抑制します。

材質適合性

透析装置や配管に使用されている部品に対する腐食性が低く、透析装置の動作に影響を与えません。

非劇物

使用時や保管時の安全性に配慮しています。

除菌性能

① 最小発育阻止濃度 (MIC) 試験

サラティブPAを精製水で希釈し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、酵母を 10^6 から 10^7 CFU接種しました。24時間から72時間後、濁りのない濃度を最小発育阻止濃度(MIC値)としました。

希釈倍率	100倍希釀	200倍希釀	400倍希釀	800倍希釀	—	MIC値 / %
濃度 / %	1	0.5	0.25	0.13	0	
グラム陰性菌	—	—	—	+	+	0.25
グラム陽性菌	—	—	—	+	+	0.25
酵母	—	—	+	+	+	0.5

—:濁りなし・発育なし、+:濁りあり・発育あり

② 除菌力試験


サラティブPAを精製水で希釈し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、酵母を 10^7 から 10^9 CFU接種しました。一定時間作用させた後の生存菌数を測定し、対数減少値を求めました。

供試菌	初期菌数 (Log CFU/mL)	作用時間	対数減少値 (LogCFU/mL)				
			200倍希釀	300倍希釀	400倍希釀	500倍希釀	600倍希釀
グラム陰性菌	8.1	30秒	>7.1	>7.1	>7.1	>7.1	>7.1
グラム陽性菌	7.4	30秒	>6.4	>6.4	>6.4	>6.4	>6.4
酵母	6.8	1分	3.8	2.9	2.5	1.6	1.1
		3分	>5.8	5.8	3.3	2.8	2.2
		5分	>5.8	>5.8	>5.8	3.4	2.9
	6.4	30分	—	—	—	4.1	3.1
		60分	—	—	—	>5.4	4.3
		120分	—	—	—	>5.4	>5.4

炭酸カルシウム除去性能

炭酸カルシウム除去試験

無色透明の硬質塩化ビニルテストピース(3cm×5cm)に、炭酸カルシウムスケールを付着させ、テストピースとしました。テストピースをサラティブPAの希釀液に浸漬し、炭酸カルシウムスケール付着の有無について、外観観察をしました。



材質適合性

材質適合性試験

サラティブPAを精製水で200倍に希釀し、各種材質のテストピースを浸漬しました。50°Cで7日間保管後、テストピースの重量変化率と外観変化を調べました。対照は精製水としました。

材質	精製水		サラティブPA 200倍希釀	
	重量変化率 / %	外観変化	重量変化率 / %	外観変化
ステンレス : SUS304	0.00	なし	0.00	なし
ステンレス : SUS316L	0.00	なし	-0.01	なし
硬質塩化ビニル	-0.23	なし	-0.06	なし
軟質塩化ビニル	-0.19	なし	-0.03	なし
シリコン樹脂	-0.29	なし	-0.21	なし
フッ素ゴム	0.57	なし	1.65	なし
ポリプロピレン	0.01	なし	-0.01	なし
ポリエチレン	0.00	なし	-0.01	なし
EPDMゴム	0.00	なし	-0.11	表面に荒れ、白色化
フッ素樹脂 : PTFE	-0.19	なし	-0.05	なし
ポリスチレン	0.01	なし	0.02	なし
ABS樹脂	0.32	なし	0.35	なし
アクリル樹脂	0.87	なし	0.87	なし
ポリフェニルサルファン	0.41	なし	0.42	なし
ポリエーテルイミド	0.49	なし	0.31	なし
ポリカーボネート	0.07	なし	0.07	なし
ガラス	0.00	なし	0.00	なし
PET	0.33	なし	0.32	なし
ポリフェニレンサルファイド	0.02	なし	0.03	なし

希釀時の経時変化

希釀時の経時変化試験

サラティブPAを精製水で200倍または600倍に希釀し、室温で保管しました。

200倍および600倍希釀時の活性値をそれぞれ3、1とし、経時的な活性およびpHを測定しました。

