

## 「サラヤプラスチック手袋TPE200枚入 XJ」仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「サラヤプラスチック手袋TPE200枚入 XJ」につきまして、下記の通り仕様変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、コード類、および価格の変更はございません。

引き続き本製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【対象品目および出荷開始時期】

商品コード	商品名	出荷開始時期
50975	サラヤプラスチック手袋TPE200枚入XJ S	2021年5月下旬頃
50976	サラヤプラスチック手袋TPE200枚入XJ M	2021年8月中旬頃
50977	サラヤプラスチック手袋TPE200枚入XJ L	2021年9月下旬頃

※出荷開始時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。

### 【変更内容】

- ◆ 製品名に「**クリア**」を追加、「XJ」を削除



商品コード	商品名
50975	サラヤプラスチック手袋TPE200枚入 <b>クリア</b> S
50976	サラヤプラスチック手袋TPE200枚入 <b>クリア</b> M
50977	サラヤプラスチック手袋TPE200枚入 <b>クリア</b> L

- ◆ 手袋 寸法の変更

変更前(現行品)				変更後(新仕様品)			
サイズ	S	M	L	サイズ	S	M	L
全長(mm)±5mm	250	255	265	全長(mm)±5mm	245	250	265
掌幅(mm)±5mm	115	120	135	掌幅(mm)±5mm	100	105	125
中指の長さ(mm)±5mm	65	68	80	中指の長さ(mm)±5mm	75	77	82

◆ エンボス加工

現行品と比較しまして、より強くエンボス加工を施しました。



変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
	

◆ 個箱および外装箱サイズの変更

対象	変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
個箱	(W)175 × (D)140 × (H)50mm	(W)180 × (D)140 × (H)57mm
外装箱	(W)535 × (D)300 × (H)275mm	(W)315 × (D)440 × (H)380mm

◆ 個箱デザインの一部変更(赤枠部分)

表面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
	

底面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)																																
<p><b>品名</b>：サラヤプラスチック手袋 TPE 200枚入 XJ S  <b>材料名</b>：ポリエチレン熱可塑性エラストマー (TPE)  <b>サイズ</b>：S  <b>特徴</b>                      ●柔軟性と弾力性に優れた素材です。                      ●薄く、指先にフィットしますので、細かな作業に適しています。                      ●左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。</p> <p><b>△ 使用上の注意</b>                      ●本品はディスポーザブル製品ですので、使用は1回限りとし、使用後は適切に廃棄してください。                      ●体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。                      ●熱に弱いため、火、熱、熱湯などに直接ふれないでください。火傷をする恐れがあります。                      ●爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因になります。                      ●水や油等の液体の中での使用を避けてください。液体が浸透することがあります。                      ●高濃度の薬品や溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。                      ●感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。                      ●品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全長(mm)±5mm</td> <td>250</td> <td>255</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>掌幅(mm)±5mm</td> <td>115</td> <td>120</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>中指の長さ(mm)±5mm</td> <td>65</td> <td>68</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>サラヤ株式会社</b> LOT NO.                      大阪市東住吉区湯里2-2-8                      TEL.06-6797-2525  <a href="https://www.saraya.com/">https://www.saraya.com/</a></p> <p>4 987696 509757 MADE IN CHINA</p>	サイズ	S	M	L	全長(mm)±5mm	250	255	265	掌幅(mm)±5mm	115	120	135	中指の長さ(mm)±5mm	65	68	80	<p><b>品名</b>：サラヤプラスチック手袋 TPE 200枚入 XJ <b>クリア</b>  <b>材料名</b>：ポリエチレン熱可塑性エラストマー (TPE)  <b>サイズ</b>：S  <b>特徴</b>                      ●柔軟性と弾力性に優れた素材です。                      ●薄く、指先にフィットしますので、細かな作業に適しています。                      ●左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。</p> <p><b>△ 使用上の注意</b>                      ●本品はディスポーザブル製品ですので、使用は1回限りとし、使用後は適切に廃棄してください。                      ●体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。                      ●熱に弱いため、火、熱、熱湯などに直接ふれないでください。火傷をする恐れがあります。                      ●爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因になります。                      ●水や油等の液体の中での使用を避けてください。液体が浸透することがあります。                      ●高濃度の薬品や溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。                      ●感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。                      ●品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全長(mm)±5mm</td> <td>245</td> <td>250</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>掌幅(mm)±5mm</td> <td>100</td> <td>105</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>中指の長さ(mm)±5mm</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>サラヤ株式会社</b> LOT NO.                      大阪市東住吉区湯里2-2-8                      TEL.06-6797-2525  <a href="https://www.saraya.com/">https://www.saraya.com/</a></p> <p>4 987696 509757 MADE IN CHINA</p>	サイズ	S	M	L	全長(mm)±5mm	245	250	265	掌幅(mm)±5mm	100	105	125	中指の長さ(mm)±5mm	75	77	82
サイズ	S	M	L																														
全長(mm)±5mm	250	255	265																														
掌幅(mm)±5mm	115	120	135																														
中指の長さ(mm)±5mm	65	68	80																														
サイズ	S	M	L																														
全長(mm)±5mm	245	250	265																														
掌幅(mm)±5mm	100	105	125																														
中指の長さ(mm)±5mm	75	77	82																														

◆ 外装デザインの一部変更

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
<p>外箱等による開封には注意する。</p> <p><b>SARAYA</b></p> <p><b>サラヤプラスチック手袋 TPE 200枚入 XJ</b>                      PLASTIC DISPOSABLE GLOVES XJ                      Personal Protective Equipment</p> <p><b>S</b></p> <p>50975 200枚 30箱</p> <p>4 987696 509757 LOT NO.</p> <p><b>SARAYA</b> サラヤ株式会社 MADE IN CHINA</p>	<p>外箱等による開封には注意する。</p> <p><b>SARAYA</b></p> <p><b>サラヤプラスチック手袋 TPE 200枚入クリア</b>                      PLASTIC DISPOSABLE GLOVES                      Personal Protective Equipment</p> <p><b>S</b></p> <p>50975 200枚 30箱</p> <p>4 987696 509757 LOT NO.</p> <p><b>SARAYA</b> サラヤ株式会社 MADE IN CHINA</p>

以上