

「サラヤサージカルマスクF50枚ピンク」販売再開のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「サラヤサージカルマスクF50枚ピンク」につきまして、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の状況下、一時的に供給が滞ったため取り扱いを停止しておりましたが、この度安定供給の目途が立ち販売を再開いたしますので、ご案内申し上げます。

販売再開に際し、下記のとおり個箱、および外装箱のデザインを変更させていただきます。

なお、コード類、およびマスクの仕様について変更はございません。

引き続き本製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象品目および出荷開始時期】

商品コード	商品名	出荷開始時期
51116	サラヤサージカルマスクF50枚ピンク	2021年7月27日

※出荷開始時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。

【変更内容】

◆ 個箱デザインの一部変更(赤枠部分)



上面・正面





右側面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
<p>ASTM-F2100-11(医療用マスクの米国規格)に適合したサージカルマスクです。</p> <p>細菌濾過効率: BFE (%) ≥ 98 微粒子濾過効率: PFE (%) ≥ 98</p> <p>高性能フィルター内蔵で高い濾過性能があります。</p> <p>呼吸抵抗: ΔP (mmHzO/cm²) < 4</p> <p>適度な呼吸抵抗値で、息苦しさがありません。</p> <p>血液不浸透性: (mmHg) 80</p> <p>液体/バリア性に優れ、体液・血液などの飛散から口や鼻を守ります。</p> <p>延焼性: CLASS 1</p> <p>燃え広がりにくいマスクです。</p> <p><small>※ 保管期間・保管状態により経時的に変化致します。</small></p>	<p>ASTM-F2100-20(医療用マスクの米国規格)に適合したサージカルマスクです。</p> <p>細菌濾過効率: BFE (%) ≥ 98 微粒子濾過効率: PFE (%) ≥ 98</p> <p>高性能フィルター内蔵で高い濾過性能があります。</p> <p>呼吸抵抗: ΔP (mmHzO/cm²) < 5</p> <p>適度な呼吸抵抗値で、息苦しさがありません。</p> <p>血液不浸透性: (mmHg) 80</p> <p>液体/バリア性に優れ、体液・血液などの飛散から口や鼻を守ります。</p> <p>延焼性: CLASS 1</p> <p>燃え広がりにくいマスクです。</p> <p><small>※ 保管期間・保管状態により経時的に変化致します。</small></p>


左側面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
<p>使用上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● このマスクは使い捨てです。再利用はできません。 ● 皮ふに異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。 ● 子どもの手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。 ● 有毒ガスなどを防ぐ効果はありません。 ● イヤーバンドは強く引っ張ると切れる場合があります。 <p>発売元 サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525</p> 	<p>使用上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● このマスクは使い捨てです。再利用はできません。 ● 皮ふに異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。 ● 子どもの手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。 ● 有毒ガスなどを防ぐ効果はありません。 ● イヤーバンドは強く引っ張ると切れる場合があります。 <p>LOT NO. BAF255</p> 

底面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)												
 <p>品名 マスク 商品名 サラヤサージカルマスクピンク 枚数 50枚 サイズ 175mm x 95mm 素材 ポリプロピレン不織布(本体、フィルター)、 ポリエチレン(イヤープーン)、ポリエチレン(ノーズピース) 発売元 パッケージ裏面に表示 包装材の材質 紙</p> <p>MADE IN CHINA</p>	 <p>品名 サラヤサージカルマスクピンク 入数 50枚 素材 本体: ポリプロピレン ノーズピース: ポリエチレン イヤープーン: ポリエチレン 販売者 サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525 工場名 SPRO MEDICAL PRODUCTS (XIAMEN) CO., LTD No.139, TongAn Garden, TongAn Industry Area, Xiamen City, Fujian Province, 361100, P.R.China 包装材の材質 箱: 紙</p> <p>LOT NO. BAF255</p> <p>MADE IN CHINA</p> <table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>サラヤサージカルマスクピンク</td> </tr> <tr> <td>入数</td> <td>50枚</td> </tr> <tr> <td>素材</td> <td>本体: ポリプロピレン ノーズピース: ポリエチレン イヤープーン: ポリエチレン</td> </tr> <tr> <td>販売者</td> <td>サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525</td> </tr> <tr> <td>工場名</td> <td>SPRO MEDICAL PRODUCTS (XIAMEN) CO., LTD No.139, TongAn Garden, TongAn Industry Area, Xiamen City, Fujian Province, 361100, P.R.China</td> </tr> <tr> <td>包装材の材質</td> <td>箱: 紙</td> </tr> </table>	品名	サラヤサージカルマスクピンク	入数	50枚	素材	本体: ポリプロピレン ノーズピース: ポリエチレン イヤープーン: ポリエチレン	販売者	サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525	工場名	SPRO MEDICAL PRODUCTS (XIAMEN) CO., LTD No.139, TongAn Garden, TongAn Industry Area, Xiamen City, Fujian Province, 361100, P.R.China	包装材の材質	箱: 紙
品名	サラヤサージカルマスクピンク												
入数	50枚												
素材	本体: ポリプロピレン ノーズピース: ポリエチレン イヤープーン: ポリエチレン												
販売者	サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525												
工場名	SPRO MEDICAL PRODUCTS (XIAMEN) CO., LTD No.139, TongAn Garden, TongAn Industry Area, Xiamen City, Fujian Province, 361100, P.R.China												
包装材の材質	箱: 紙												

◆ 外装箱デザイン:パレットパターン、ケアマークの追加、ロゴ、品目表示等の変更(赤枠部分)



以上