

自動手指衛生装置 ICS-1 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「自動手指衛生装置 ICS-1」を下記のとおり変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

なお、コード類、価格等の変更はございません。

引き続き、本商品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品および切替時期】

【45037】自動手指衛生装置 ICS-1

2022年5月受注分より

【変更内容】

材質変更とそれに伴う製品質量・外装サイズ変更

旧（現行品）	新（仕様変更品）
	
シンク材質：FRP 製品質量：約 20kg 外装サイズ：930×585×617	シンク材質：人工大理石 製品質量：約 35kg 外装サイズ：897×644×580

以上