

「ベッドパンウォッシャーCLINOX 用洗剤」仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「ベッドパンウォッシャーCLINOX 用洗剤」につきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、処方、容器、価格等の変更はございません。引き続き本品をご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品および切替予定時期】

商品コード	商品名	切替予定時期
45324	B P W用スケール防止アルカリ性洗剤 5 L	2024年4月以降

※切替予定時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。

【変更内容】

- 労働安全衛生法の改正に伴ってGHS・安全図記号・使用上の注意などの表示を変更いたします。
※2024年4月1日までに対応（2024年3月31日までに製造された商品は経過措置の対象）
- これまでQRコードを記載していない商品に対して、QRコードを記載いたします。
- 単品と外装箱にGS1-128コード（商品コードのみ）を記載いたします。
※商品コード、単品JANコード、外装箱ITFコードの変更はございません。

旧（現行品）

SARAYA

**ベッドパンウォッシャー用
スケール防止
アルカリ性洗剤**

便器・尿器等に付着した汚物を除去し、スケールなどの蓄積を防止します。

アルカリ性

※必ず使用前に「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。

【品名】ベッドパンウォッシャー用スケール防止アルカリ性洗剤
【用途】ベッドパンの洗浄およびベッドパンウォッシャーの水垢の蓄積防止
【成分】アルカリ剤、カルボキシ酸、防錆剤
【性状】5L
【使用方法】洗浄機の操作法に従って洗浄してください。
【使用量の目安】推奨使用濃度 0.1~0.2%

【使用上の注意】
●用途以外には使用しない。●ミストを吸引しない。●この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしない。●他の洗浄剤および薬剤とは混ぜない。●作業時は必ず保護メガネ、マスク、保護手袋、保護靴を着用する。●取扱い後は、よく手を洗う。●他の容器に移し替えて使用しない。●キャップを開けるときの液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。●樹脂の容器やメッキ製品等金属の種類によっては、変化する場合がありますので、あらかじめ試験してから使用する。●液が皮膚につくことは、変化する場合がありますが、性能に問題はありません。

【危険】
●目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は除外。その後、速やかに医師の診断を受ける。●万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。●液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぐ。

【保管上の注意】
●子どもの手の届くところに置かない。●倒れたりこぼれたりすることのないような場所に保管する。

危険 皮膚刺激 / 重篤な眼の損傷 / 呼吸器の障害のおそれ

目に入らない 子供に注意 飲まず手袋使用

45324 スケール防止アルカリ性洗剤 5L

4987696453241

製造販売元 サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525

5L MADE IN JAPAN

刃物等による開封には注意する。



SARAYA

ベッドパンウォッシャー用 スケール防止 アルカリ性洗剤

アルカリ性

商品コード	45324
規格	5L
入数	4本



149 87696 45324 8

新（仕様変更品）

SARAYA

**ベッドパンウォッシャーCLINOX用
スケール防止
アルカリ性洗剤**

便器・尿器等に付着した汚物を除去し、スケールなどの蓄積を防止します。

アルカリ性

※必ず使用前に「安全データシート(SDS)」と「使用上の注意」をお読みください。

【品名】ベッドパンウォッシャーCLINOX用スケール防止アルカリ性洗剤
【用途】ベッドパンの洗浄およびベッドパンウォッシャーの水垢の蓄積防止。【液性】アルカリ性。【成分】アルカリ剤、カルボキシ酸、防錆剤。【性状】5L。【使用方法】洗浄機の操作法に従って洗浄してください。【使用量の目安】推奨使用濃度 0.1~0.2%

【使用上の注意】
●用途以外には使用しない。●この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしない。●作業時は必ず保護メガネ、マスク、保護手袋、保護靴を着用する。●取扱い後は、よく手を洗う。●他の容器に移し替えて使用しない。●キャップを開けるときの液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。●樹脂の容器やメッキ製品等金属の種類によっては、変化する場合がありますので、あらかじめ試験してから使用する。●液が皮膚につくことは、変化する場合がありますが、性能に問題はありません。

【危険】
●目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は除外。その後、速やかに医師の診断を受ける。●万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。●液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぐ。

【保管上の注意】
●子どもの手の届くところに置かない。●倒れたりこぼれたりすることのないような場所に保管する。

危険 皮膚刺激 / 重篤な眼の損傷 / 呼吸器の障害のおそれ

目に入らない 子供に注意 飲まず手袋使用

GST-128

(01)04987696453241

JANコード

4987696453241

製造販売元 サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525

5L MADE IN JAPAN

刃物等による開封には注意する。

資源を大切に
製品を保護するため、
輸送箱に軽いキズや
つぶれなどが見られる
場合があります。



SARAYA



ベッドパンウォッシャー用 スケール防止 アルカリ性洗剤

アルカリ性

商品コード	45324
規格	5L
入数	4本



(01)14987696453248



149 87696 45324 8

以上