

サラヤ
足踏式手指消毒器

HC-600

ペダルを踏むだけで 適量の
消毒液が吐出・噴射します。
スクラビイン4%液 仕様にも
ヒビスコール液A 仕様にも
使い分けることができます。



スクラビイン4%液 仕様



ヒビスコール液A 仕様



ペダル

- 寸法(本体): W92×D235×H205mm
(ペダル): W100×D187×H69mm
- 製品質量: 約780g (梱包・付属品・薬剤は除く)
- ワイヤー: 1,400mm

特長

1 電源のない場所に最適

足踏式なので電源を使わず、一切手を触れることなく手指の殺菌・消毒ができます。

2 簡単で衛生的

- ディスポーザブルタイプ
薬液補充は、液をつぎ足さずにボトルごと交換するので安全・簡単です。
- 取り外し可能なノズル
ステンレス製のノズルは取り外しができ、洗浄も可能です。滅菌処理も可能です。

3 壁付タイプ

ホルダーを壁に固定し、本体をホルダーに取り付けて使用します。長めのワイヤー(1,400mm)を使用していますので、手前に流し台などがあっても取り付けできます。

サラヤ足踏式消毒器 HC-600

商品コード	41809	1 梱入数	1
-------	-------	-------	---

使用薬剤

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は商品添付文書をご参照ください。

術前・術後の衛生手洗いに

手指殺菌消毒剤
スクラビイン4%液 500mL
つけかえ用 (外用薬)

100mL中に有効成分のグルコン酸クロルヘキシジンを4g含有し、洗浄剤と発泡剤を組み合わせた手指用殺菌消毒剤。

JANコード 49-87696-25003-1



医療作業の衛生手洗いに

手指消毒用速乾性アルコールローション
ヒビスコール液A 1L P付 (外用薬)

グルコン酸クロルヘキシジンを0.2w/v%含有するエタノール溶液。迅速かつ持続的な殺菌効果を発揮します。エモリエント剤を配合して手荒れ防止に配慮しました。

JANコード 49-87696-42011-3



■本仕様は、性能向上の為、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。

東京サラヤ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川1-25-8 TEL.(03)5461-8100

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.(06)6797-2525

取扱店