


















医療器具洗浄・消毒・滅菌剤 用途一覧表

製品販売名	用途	特徴	25g	50g	500g	75mL	250mL	500mL	900mL	1L	5kg	5.5kg	6kg
過酢酸製剤 アセサイド6%消毒液	医療器具・機器の 浸漬滅菌・殺菌	過酢酸製剤 第1剤(主剤)と 第2剤(緩衝化剤)との 組み合わせ医薬品											
酵素系浸漬洗浄剤 アセザイム	医療用具・器具の 浸漬洗浄	天然界面活性剤 (ソホロリビッド) 配合 粉末											
パワークイック 予備洗浄スプレー	予備洗浄用 血液や体液の凝固防止	低腐食性 無泡性 無リン											
パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤	医療用具・器具の洗浄 (浸漬使用・用手使用)	低腐食性 発泡性 無リン											
パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 低起泡性・中性	医療用具・器具の洗浄 (浸漬使用) (超音波洗浄機 使用可能)	天然界面活性剤 (ソホロリビッド) 配合 低腐食性・低起泡性・無リン											
パワークイック 洗浄機用洗浄剤 中性	医療用具・器具の 洗浄機洗浄 (ジェット式洗浄機、 超音波洗浄機 使用可能)	天然界面活性剤 (ソホロリビッド) 配合 低腐食性・低起泡性 無リン											
パワークイック 洗浄機用洗浄剤 アルカリ性	医療用具・器具の 洗浄機洗浄 (ジェット式洗浄機、 超音波洗浄機 使用可能)	低腐食性 無泡性 無リン											
パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤 アルカリ性	医療用具・器具の 洗浄機洗浄 (超音波洗浄機 専用)	無泡性 無リン											
パワークイック 潤滑・防錆・乾燥促進剤	医療用具・器具のメンテナンス (浸漬使用) (ジェット式洗浄機、 超音波洗浄機 使用可能)	低腐食性 低起泡性 無リン											
パワークイック 熱ヤケ除去剤	医療用具・器具の メンテナンス (浸漬使用) (ステンレス専用)	無リン											
WD-32R/WD-32専用 アルカリ洗浄剤 パワークイックW	医療用具・器具の 洗浄機洗浄 (ジェット式洗浄機 WD-32R/WD-32 専用)	低腐食性 無泡性 無リン											
WD-32R/WD-32専用 中性洗浄剤 パワークイックW	医療用具・器具の 洗浄機洗浄 (ジェット式洗浄機 WD-32R/WD-32 専用)	天然界面活性剤 (ソホロリビッド) 配合 低腐食性・低起泡性 無リン											