



サラヤ プラスチックガウン ライト

DISPOSABLE PE GOWN

Personal Protective Equipment

忙しい医療従事者のことを考えて、着用方法にこだわったプラスチックガウンです。

両手で
挟んで



左右に
開くだけ



装着
簡単



カバー範囲が広い デザイン設計

首周りが大きく開かず、
背面もしっかり防護できます。



防水性の高い ポリエチレン製

血液、体液等の湿性生体物質に
対する医療従事者の感染リスク
を低減します。



2色展開の ラインナップ

ゴム
袖式

親指
フック式



ニオイや破損、異物混入の原因となる可能性があるリサイクル原料は使用しておりません。

ゴム袖式



生地拡大写真



プラスチックガウンライト
袖つき
フリーサイズ 30枚入
カラー：ブルー



親指フック式



生地拡大写真



プラスチックガウンライト
フック式
フリーサイズ 30枚入
カラー：ブルー、ピンク



標準予防策 では、

湿性生体物質の跳ね返りやしぶきが生じる手技や患者ケアを行う場合、
医療従事者の衣類や皮ふを保護するためにガウンの着用が勧められており、
防水性であることが求められます。

用途例

- オムツ交換
- 蓄尿バッグの尿廃棄
- 創洗浄（広範囲の創処置含む）
- 嘔吐物・排泄物の処理
- 気管内挿管
- 内視鏡検査
- 口腔内・気管内吸引
- 医療器材の洗浄・消毒・滅菌
- 接触感染する微生物が検出されている患者への濃厚接触時（全身清拭など）
- 患者に対し医療従事者のユニフォームからの汚染を遮断する必要がある場合

注意

- 本品はディスプレイ製品ですので、1回限りの使用とし、再使用はしないでください。
- 使用後は、適切に破棄してください。
- 本品は未滅菌です。

設置に便利なPPEホルダー

サラヤPPEホルダー（ステンレス製）ガウン用

商品コード：51090
サイズ（mm）：W185×D137×H151
入数：12

ホルダーの裏には強力マグネット



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤプラスチックガウンライト 袖付き ブルー	30枚 / フリー	10	51107	49-87696-51107-1
サラヤプラスチックガウンライト フック式 ブルー	30枚 / フリー	10	51105	49-87696-51105-7
サラヤプラスチックガウンライト フック式 ピンク	30枚 / フリー	10	51106	49-87696-51106-4

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)