

「CC ステップス バイオフィーム検出ツール」仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「CC ステップス バイオフィーム検出ツール」につきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、処方、容器、価格等の変更はございません。引き続き本品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品および切替予定時期】

商品コード	商品名	切替予定時期
45204	B F 検出用前処理・脱色液 1 6 m L	2024年4月以降
45205	B F 検出用前処理・脱色液 2 5 0 m L	2024年4月以降

※切替予定時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。

【変更内容】

労働安全衛生法の改正に伴ってGHS・安全図記号・使用上の注意などの表示を変更いたします。

※2024年4月1日までに対応（2024年3月31日までに製造された商品は経過措置の対象）

旧（現行品）

CC STEPS SARAYA

バイオフィーム検出用
前処理・脱色液
(薬液の使用順Ⅰ、Ⅲ)

使用方法
【前処理工程】
①検体採取後のメンブレンシートに前処理・脱色液をまんべんなく行き渡らせ、約30秒間放置してください。
②脱液し、染色工程を行ってください。
【染色工程】
①染色工程後のメンブレンシートに前処理・脱色液をまんべんなく行き渡らせ、約60秒間放置してください。
②脱液し、バイオフィーム有無の判定を行ってください。

成分 界面活性剤、防腐剤
液性 弱酸性
用途 メンブレンシートの染色前処理および脱色（バイオフィームの検出）

正味量 250mL

使用上の注意
●用途以外には使用しないでください。
●子どもの手の届くところに置かないでください。
●染色液以外の薬剤とは混ぜないでください。
●作業時は、ゴム手袋などの保護具を着用してください。
●キャップを開けると液が飛び出す恐れがあります。また容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉めてください。漏れていると液が染みて目や皮膚につく恐れがあります。
●直射日光を避けるべく涼しい場所で保管してください。
●開けたりこぼれたりすることのないような場所に保管してください。

（応急処置）
●目に入った場合は、直ちに水洗いし、医師の処置を受けてください。
●飲み込んだ場合は、直ちに医師の処置を受けてください。
●液が皮膚に接触した場合は、水で洗い流してください。

サラヤ株式会社
大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525

MADE IN JAPAN

新（仕様変更品）

CC STEPS SARAYA

バイオフィーム検出用
前処理・脱色液
(薬液の使用順Ⅰ、Ⅲ)

使用方法
【前処理工程】
①検体採取後のメンブレンシートに前処理・脱色液をまんべんなく行き渡らせ、約30秒間放置してください。
②脱液し、染色工程を行ってください。
【染色工程】
①染色工程後のメンブレンシートに前処理・脱色液をまんべんなく行き渡らせ、約60秒間放置してください。
②脱液し、バイオフィーム有無の判定を行ってください。

成分 界面活性剤、防腐剤
液性 弱酸性
用途 メンブレンシートの染色前処理および脱色（バイオフィームの検出）

正味量 250mL

使用上の注意
●用途以外には使用しない。●染色液以外の薬剤とは混ぜない。●作業時は保護手袋などの保護具を着用する。●他の容器に移し替えて使用しない。●キャップを開けると、液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときはキャップをしっかりと閉める。漏れていると、液が飛び出さず目や皮膚につく恐れがある。●検体後の検体廃棄処理する。●内容物や容器は、国や自治体の規則に従って廃棄する。
●診断時は、必ず本品またはSDSを持参する。
●目に入った場合、（コンタクトレンズを外し）直ちに流水で15分以上洗い流す。●飲み込んだ場合、量に比べ少ないで直ちに多量の水を飲ませる。●皮膚についた場合、直ちに水で十分に洗い流す。●いづれも、異常が残る場合は、速やかに医師の診断を受ける。
保管上の注意 ●小児や認知症の方の誤飲などを防ぐため、置き場所に注意する。●保管時は容器の口（キャップ）をしっかりと閉め、蓋検して漏れの無いことを確認する。●直射日光を避けるべく涼しい場所で保管する。●開けたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。

（応急処置）
●目に入った場合は、直ちに水洗いし、医師の処置を受けてください。
●飲み込んだ場合は、直ちに医師の処置を受けてください。
●液が皮膚に接触した場合は、水で洗い流してください。

サラヤ株式会社
大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525

MADE IN JAPAN

以上