



サージカルマスク Ex ピンク Surgical Mask Ex Pink

Personal Protective Equipment

顔にぴったり
フィット!!

空気の漏れ率を
改善*

※当社製品比

快適な着けごこちとフィット感を 追求したサージカルマスク



ふつうサイズ 165mm×85mm
50枚入 | ピンク

point

- ① 呼吸しやすい
- ② 耳が痛くなりにくい
- ③ 肌にやさしい素材



当社従来品



サージカルマスクEx

- 当社従来品(標準サイズ)と比較し、空気の漏れを抑える構造



ノーズ
ピースで
しっかり
ホールド

肌あたりがソフトな
木目の丸ひも採用

耳にやさしい
ふわっと
やわらかなひも

口元ワイヤーで
息がしやすい
空間に

顔を明るく見せる
パウダーピンク

頬に沿う形状
バツグンの
フィット感

「サージカルマスク Ex ホワイト」(医療用マスククラスII適合品)の
カラーバリエーション「ホワイト」と「ピンク」で
業務区分など、使い分けが可能です。

注意

- 本品はディスプレイ製品ですので、1回限りの使用とし、再使用はしないでください。
- 使用後は、適切に廃棄してください。
- 本品は未滅菌です。

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスII 規格に適合しています

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスII 規格適合番号 M22302008 適合番号発行元: JHPIA						
試験項目 規格値	PFE ≥98%	BFE ≥98%	VFE ≥98%	可燃性 (区分1)	血液バリア 16.0kPa	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率, BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率, 血液バリア: 人工血液バリア性
安全衛生・通気性: 圧力損失、遊離ホルムアルデヒド、蛍光試験
※本体部の性能であり、マスク全体の性能ではありません。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サージカルマスク Ex ピンク	50枚 / フリーサイズ	20	51024	49-87696-51024-1

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■記載内容は2024年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間: 平日 9:00~18:00)