

透析装置専用 次亜塩素酸ナトリウム系洗浄除菌剤
「サラティブSH10kg B.I.B.」商品名変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、透析装置専用 次亜塩素酸ナトリウム系洗浄除菌剤「サラティブSH10kg B.I.B.」につきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。
なお、液処方、各種性能、サイズ、重量、価格等の変更はございません。

引き続き本品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品】

商品コード：41611 商品名：サラティブSH10kg B.I.B.

【変更内容】

透析装置専用 過酢酸系洗浄除菌剤「サラティブPA10L」「サラティブPA-V10kg B.I.B.」との混同を避けるため、透析装置専用 次亜塩素酸ナトリウム系洗浄除菌剤の商品名を「ジアラピッドSH10kg B.I.B.」に変更し、各種コードやパッケージデザインを変更します。

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
商品名	サラティブSH10kg B.I.B.	ジアラピッドSH10kg B.I.B.
商品外観		
商品コード	41611	31753
JANコード	49-87696-41611-6	49-87696-31753-6
ITFコード	1-49-87696-41611-3	1-49-87696-31753-3
発売日	—	2025年8月1日

※現行品は2025年9月頃を目途に、在庫が無くなり次第終売となります。

(参考資料)

酸系洗浄剤と塩素系洗浄剤の誤混合による塩素ガス発生事例を受けまして、弊社 透析装置専用洗浄剤につきまして、品名変更とパッケージ変更をいたします。引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

< 過酢酸系洗浄剤：灰色 >

品名	サラティブPA 10L	サラティブPA-V 10kgB.I.B.
商品コード	31890	41616
JANコード	49-87696-31890-8	49-87696-41616-1
ITFコード	-	1-49-87696-41616-8
外観		

< 塩素系洗浄剤：黄色 >

品名	ジアラピッドSH 10kgB.I.B.
商品コード	31753
JANコード	49-87696-31753-6
ITFコード	1-49-87696-31753-3
外観	

※ 洗浄剤タンクに入っている洗浄剤の種類が区別できるように、弊社製品専用のラベルもご用意しております。必要の際は弊社営業担当にお問い合わせください。