



# 医療用 サラヤ サージカルマスクE

## Surgical Mask E

医療用マスクの米国規格  
ASTM F2100-20  
適合



素材：ポリプロピレン不織布(本体、フィルター)  
ポリエステル(イヤープランド)  
ポリエチレン(ノーズピース)  
サイズ：W175mm×H95mm

### 不織布3層構造

細菌・微粒子バリア性と  
液体バリア性に優れています。

### ラテックスフリー

アレルギーに配慮した素材を  
使用しています。

### 外側イヤープランド

顔とマスクの隙間を減らし、  
摩擦による皮膚刺激を低減します。

ASTM F2100-20に適合した医療用マスクです。

細菌濾過効率：BFE (%)	≥98	呼吸抵抗：ΔP (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	<5
微粒子濾過効率：PFE (%)		血液不浸透性：(mmHg)	80
		延焼性	CLASS 1

※保管期間、保管状態により経時変化いたします。

### 標準予防策

湿性生体物質に曝露される可能性が高い処置や患者  
ケアを行う場合、医療従事者自身と患者それぞれ  
を感染性病原体から保護するために、個人防護具  
(PPE)を着用することが求められています。

#### マスク着用の目的

- 1 湿性生体物質による汚染から医療従事者を守る
- 2 湿性生体物質による汚染から患者や物品を守る
- 3 呼吸器感染拡大防止のため(呼吸器衛生/咳エチケット)

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤサージカルマスクE ホワイト	50枚入 / フリーサイズ	40	51194	49-87696-51194-1

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

### サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間：平日 9:00～18:00)