

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

貯法、取扱い上の注意改訂のお知らせ

2011年12月
サラヤ株式会社

過酢酸製剤

アセサイド6%消毒液 *Acecide*

化学的滅菌・殺菌消毒剤(医療器具・機器・装置専用)

謹啓

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度医療用医薬品「アセサイド6%消毒液」の添付文書を改訂いたしましたので、変更内容を下記のとおりご案内申し上げます。

なお、用法・用量、効能・効果、使用上の注意は従来どおり変更ございません。

今後とも一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【貯法】

改訂後(下線部改訂)	改訂前
1. 遮光して、 <u>1~25℃</u> で保存する。 2. 開栓後はすみやかに使用すること。	1. 遮光して、常温(15~25℃)以下で保存する。 2. 開栓後はすみやかに使用すること。

改訂理由

保管条件の下限(1℃)を明記した。

【取扱い上の注意】

改訂後(下線部改訂)	改訂前(点線部削除)
(1)~(3)省略 (変更なし) (4)塩化ビニルやシリコン等の樹脂を使用している器具等に用いる場合、樹脂の部分が黄色く着色することがある。 (5) <u>保管時や輸送時は容器を横倒しにしないこと (ガス抜きキャップから液漏れするおそれがある)。</u>	(1)~(3)省略 (4) 第二剤は、氷点下で結晶が析出したり、凝固することがあるため、0℃以上で保管すること。 (5)塩化ビニルやシリコン等の樹脂を使用している器具等に用いる場合、樹脂の部分が黄色く着色することがある。

改訂理由

- 1: 「貯法」で保管温度の下限(1℃)を明記することにより、従来の「取扱い上の注意」(4)は記載不要になったため削除した。
- 2: 「取扱い上の注意」(4)削除のため、通し番号を変更した。
- 3: 横倒し禁止は個箱と外装のみの記載であったが、取扱い上の重要事項であるため、「取扱い上の注意」(5)に追加した。

以上

お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部

〒541-0051 大阪市中央区備後町 4-2-5

TEL.(06)4706-3938