

化学的インジケータ「ステラワン」仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、化学的インジケータ「ステラワン」につきまして、
下記のとおり変更をさせて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
なお、コード類、価格等の変更はございません。
引き続き、本製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象品目】

- 【41992】 ステラワン CI-S-134-3.5
- 【41988】 ステラワン CI-S-134-8
- 【41987】 ステラワン CI-S-134-18
- 【41989】 ステラワン ボウイーディックテストパック

【変更内容】

- ① 2014年発行のIS011140-1より、インジケータの分類に用いる用語が「Class」から「Type」に変更となったため、印刷部材（本体・個装箱・取扱説明書）の表記を変更いたします。
- 【41992】 ステラワン CI-S-134-3.5 …（変更前）「Class6」→（変更後）「Type6」
 - 【41988】 ステラワン CI-S-134-8 …（変更前）「Class6」→（変更後）「Type6」
 - 【41987】 ステラワン CI-S-134-18 …（変更前）「Class6」→（変更後）「Type6」
 - 【41989】 ステラワン ボウイーディックテストパック …（変更前）「Class2」→（変更後）「Type2」
- ② 今回の仕様変更に伴い、以下商品における個装箱・外装箱のサイズを変更いたします。
- 【41992】 ステラワン CI-S-134-3.5
（変更前）個装箱：W55×D54×H65mm（0.12kg）、外装箱：W264×D119×H81mm（1.33kg）
（変更後）個装箱：W57×D54×H65mm（0.12kg）、外装箱：W289×D119×H81mm（1.33kg）
 - 【41988】 ステラワン CI-S-134-8
（変更前）個装箱：W55×D54×H65mm（0.12kg）、外装箱：W264×D119×H81mm（1.33kg）
（変更後）個装箱：W57×D54×H65mm（0.12kg）、外装箱：W289×D119×H81mm（1.33kg）
- ※なお、【41987】ステラワン CI-S-134-18と【41989】ステラワン ボウイーディックテストパックの個装箱・外装箱のサイズは変更いたしません。

【出荷開始時期】

- 【41992】 ステラワン CI-S-134-3.5 … 2016年6月頃
- 【41988】 ステラワン CI-S-134-8 … 2016年秋頃
- 【41987】 ステラワン CI-S-134-18 … 2017年春頃
- 【41989】 ステラワン ボウイーディックテストパック … 2016年6月頃

※出荷開始時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。

【外観】

仕様変更後の外観は以下の通りとなります（赤枠部分が今回変更される部分となります）。


CI-S-134-3.5（左：本体、右：個装箱）

※「Class6」→「Type6」の変更、発売元・製造元表記の変更、個装箱サイズの変更




CI-S-134-8 (左: 本体、右: 個装箱)

※「Class6」→「Type6」の変更、発売元・製造元表記の変更、個装箱サイズの変更



CI-S-134-18 (左: 本体、右: 個装箱)


※「Class6」→「Type6」の変更、発売元・製造元表記の変更



ボウイーディックテストパック（左上：試験紙、左下：パッケージ、右：個装箱）

※「Class2」→「Type2」の変更、発売元・製造元表記の変更、ロット・使用期限表記の変更

「**STEAM**」表記の追加



以上