

## 「サラヤサージカルマスクS50枚ピンク」販売再開のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「サラヤサージカルマスクS50枚ピンク」につきまして、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の状況下、一時的に供給が滞ったため取り扱いを停止しておりましたが、この度安定供給の目途が立ち販売を再開いたしますので、ご案内申し上げます。

販売再開に際し、下記のとおり個箱、および外装箱のデザインを変更させていただきます。

なお、コード類、およびマスクの仕様について変更はございません。

引き続き本製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【対象品目および出荷開始時期】

商品コード	商品名	出荷開始時期
51117	サラヤサージカルマスクS50枚ピンク	2021年7月27日

※出荷開始時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。

### 【変更内容】

#### ◆ 個箱デザインの一部変更(赤枠部分)



上面・正面





## 右側面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
<p>ASTM-F2100-11(医療用マスクの米国規格)に適合したサージカルマスクです。</p> <p>細菌濾過効率: BFE (%) <math>\geq 98</math> 微粒子濾過効率: PFE (%) <math>\geq 98</math> 高性能フィルター内蔵で高い濾過性能があります。</p> <p>呼吸抵抗: <math>\Delta P</math> (mmHzO/cm<sup>2</sup>) &lt;4 適度な呼吸抵抗値で、息苦しさがありません。</p> <p>血液不浸透性: (mmHg) 80 液体バリア性に優れ、体液・血液などの飛散から口や鼻を守ります。</p> <p>延焼性: CLASS 1 燃え広がりにくいマスクです。</p> <p><small>※保潔期間・保潔状態により経時的に変化致します。</small></p>	<p>ASTM-F2100-20(医療用マスクの米国規格)に適合したサージカルマスクです。</p> <p>細菌濾過効率: BFE (%) <math>\geq 98</math> 微粒子濾過効率: PFE (%) <math>\geq 98</math> 高性能フィルター内蔵で高い濾過性能があります。</p> <p>呼吸抵抗: <math>\Delta P</math> (mmHzO/cm<sup>2</sup>) &lt;5 適度な呼吸抵抗値で、息苦しさがありません。</p> <p>血液不浸透性: (mmHg) 80 液体バリア性に優れ、体液・血液などの飛散から口や鼻を守ります。</p> <p>延焼性: CLASS 1 燃え広がりにくいマスクです。</p> <p><small>※保潔期間・保潔状態により経時的に変化致します。</small></p>

## 左側面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
<p><b>使用上の注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●このマスクは使い捨てです。再利用はできません。</li> <li>●皮ふに異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。</li> <li>●子どもの手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。</li> <li>●有毒ガスなどを防ぐ効果はありません。</li> <li>●イヤークリップは強く引っ張ると切れる場合があります。</li> </ul> <p>発売元 サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525</p>  <p>4 987696 511170</p>	<p><b>使用上の注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●このマスクは使い捨てです。再利用はできません。</li> <li>●皮ふに異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。</li> <li>●子どもの手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。</li> <li>●有毒ガスなどを防ぐ効果はありません。</li> <li>●イヤークリップは強く引っ張ると切れる場合があります。</li> </ul>  <p>4 987696 511170</p>

## 底面

変更前(現行品)	変更後(新仕様品)
 <p>品名 マスク 商品名 サラヤサージカルマスクピンク S 枚数 50枚 サイズ 145mm x 95mm 素材 ポリプロピレン (本体、フィルター)、 ポリエステル (イヤークリップ)、 ポリエチレン (ノーズピース) 発売元 パッケージ側面に表示 包装材の材質 紙</p> <p>MADE IN CHINA</p>	 <p>品名 サラヤサージカルマスクS ピンク 入数 50枚 素材 本体: ポリプロピレン ノーズピース: ポリエチレン イヤークリップ: ポリエステル 販売者 サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525 工場名 SPRO MEDICAL PRODUCTS (XIAMEN) CO.,LTD No.139,TongAn Garden,TongAn Industry Area, Xiamen City,Fujian Province,361100,P.R.China 包装材の材質 箱:紙 LOT NO. BAF265 MADE IN CHINA</p>

◆ 外装箱デザイン:パレットパターン、ケアマークの追加、ロゴ、品目表示等の変更(赤枠部分)

長側面・短側面

**変更前(現行品)**

**変更後(新仕様品)**

以上