



SARAYA Personal Protective Equipment

サラヤ タイオンマスク

Tie-On Mask

医療用マスクの米国規格
ASTM-F2100-20
適合



液体バリア

細菌・微粒子バリア

ひもタイプ

手術など
長時間の装着でも
耳が痛くならず、
顔にしっかり
フィットします。

形をつけやすく崩れにくい
ノーズピース

息苦しさがなく肌触りの良い
不織布



ASTM-F2100-20に適合した医療用マスクです。

細菌濾過効率: BFE (%) ≥ 98
微粒子濾過効率: PFE (%) ≥ 98

高性能フィルター内蔵による高い濾過効率

血液不浸透性: (mmHg) 120

体液・血液など湿性生体物質から口や鼻を守る液体バリア性

呼吸抵抗: ΔP (mmH₂O/cm²) <6


息苦しさのない適度な呼吸抵抗値

延焼性 CLASS 1

火気に対する安全性(燃え広がりにくい)

※保管期間、保管状態により経時変化します。

上下の紐で固定することで、ずれにくいホールド感と長時間装用にも適した快適性を両立したタイオンマスクです。鼻・口の粘膜を感染源から防護します。



50枚入
フリーサイズ
色：ブルー

外側・内側(スパンボンド不織布)


軽くて強度がある不織布を使用。液体バリア性が高く、血液・体液等の湿性生体物質や細菌、微粒子の侵入を防ぎます。顔に触れても毛羽立たない、すべすべした肌触りです。

フィルター(メルトブロー不織布)

軽くてフィルター性能の高い極細繊維を使用しています。

注意

- 本品はディスポーザブル製品ですので、1回限りの使用とし、再使用はしないでください。
- 使用後は、適切に廃棄してください。
- 本品は未滅菌です。



1箱入数：50枚
1枚サイズ：W175mm × H95mm
素材：ポリプロピレン不織布(マスク部、フィルター、ひも)
アルミニウム板(ノーズピース)

品名	内容量 / 規格	1箱入数	1コ標準価格(税抜)	商品コード	JANコード
サラヤタイオンマスク 50枚ブルー	50枚 フリーサイズ	12	オープン	50963	49-87696-50963-4

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2021年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)