

## サラヤ ヘアキャップ



### DISPOSABLE HAIR CAP



Personal Protective Equipment

不織布製・フリーサイズ

ブルー

ピンク

ホワイト



#### 着用目的

1. 湿性生体物質による汚染から医療従事者を守ります。  
湿性生体物質で汚染される可能性がある場合、  
医療従事者の頭頂部を守ります。
2. 頭髪などの落屑による汚染から患者や物品を守ります。  
医療従事者の頭髪に付着している埃や病原体に  
患者や物品が曝露されるのを防ぎます。

#### 注意

- 本品は Disposable 製品ですので、使用は1回  
限りとして、使用後は適切に廃棄してください。
- 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹を起こすことが  
あります。異常を感じたら使用を中止し、医師に  
相談してください。
- 品質保持のため、直射日光、高温多湿での保管  
は避けてください。
- 刃物などの鋭利なものに触れると破れたり穴があく  
場合があります。
- 本品は未滅菌です。



#### 仕様

材質 … 不織布 (PP)  
サイズ … フリー

わかりやすい  
パッケージデザインで  
現場をフォロー

サイズを大きく表示



保管時にも認識しやす  
いように、正面・側面に  
品名、ピクト、サイズを  
表示しています。

入数/100枚入

品名	内容量 / 規格	1箱入数	商品コード	JANコード
サラヤヘアキャップ100枚ブルー	100枚 フリーサイズ	6	51112	49-87696-51112-5
サラヤヘアキャップ100枚ピンク	100枚 フリーサイズ	6	51113	49-87696-51113-2
サラヤヘアキャップ100枚ホワイト	100枚 フリーサイズ	6	51114	49-87696-51114-9

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2012年09月現在のものです。

#### サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部

TEL.06-4706-3938 (受付時間：平日 9:00~18:00)

取扱店