

72.6<sup>w/w</sup>%エタノール含浸 不織布ガーゼ

# アルガーゼ




100枚入

100枚入 (詰替用)

体温計、吸入器などの看護、介護用品や  
機器類の清浄と除菌に…

手軽に取り出してサッとひとふき、  
手すりやベッド周りの簡単な  
拭き取りにも最適です。



10枚入 (携帯用)

- ① 72.6<sup>w/w</sup>%の高濃度エタノールを十分量  
含んでいるので、拭き取りと同時に  
除菌効果を発揮します。
- ② 長繊維不織布なので、拭き取り  
あとにケバなどが残りません。
- ③ コットン素材の不織布ガーゼを  
使用しています。蛍光染料など  
は含んでいません。



**SARAYA**

72.6<sup>w/w</sup>%エタノール含浸 不織布ガーゼ

# アルガーゼ

## 規格・1枚の寸法



規格：100枚入  
1枚の寸法：140×200mm



規格：100枚入 詰替用  
1枚の寸法：140×200mm



規格：10枚入 携帯用  
1枚の寸法：210×200mm

ディスプレイケース  
にもなる  
30個入セット箱




## 確実な除菌効果


ドアのノブおよび電話の受話器を対象とし、**アルガーゼ**〈拭き取り前〉と〈拭き取り後〉の細菌付着状態をスタンプ法にて調べました。

結果、**アルガーゼ**〈拭き取り後〉は細菌が全く検出されず、明らかな除菌効果が認められました。

### ドアのノブ




拭き取り前




拭き取り後

### 電話の受話器



拭き取り前



拭き取り後

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
アルガーゼ	100枚入	20	71757	49-73512-71757-4
	100枚入 詰替用	20	71740	49-73512-71740-6
	10枚入 携帯用	30×4	71758	49-73512-71758-1

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。

# SARAYA

TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

取扱店