

## サンコーシルキーフィット マイクロ

Sanko Silky Fit  
MICRO

## 特長

指先の厚さは極薄の0.18mm 二重装着でも確かな感覚が伝わります。  
脳外科・眼科等の微細な手術に適しています。  
お求めやすい20双入りです。

## 仕様

【材質】天然ゴムラテックス	【クラス分類】Ⅱ 管理医療機器
【タイプ】曲指 パウダーフリー	【医療機器認証番号】229ADBZX00084000
【サイズ】5.5～8.5	【JMDNコード】40548000
【滅菌】γ線滅菌済	【使用期限】3年

## 入数

20双入×15箱

## 定価

5,000円/箱(20双)

## お問い合わせ

## 三興化学工業株式会社

本社 〒739-0611 広島県大竹市新町2丁目11-4  
TEL(0827)52-3112 Fax(0827)53-7622  
東京営業所 〒103-0023 東京都千代田区神田富山町30-2  
吉田ビル3F  
TEL(03)5296-9580 Fax(03)5296-9581  
<https://www.sanko-kagaku.co.jp>