別売オプション品



使用用途・方法などを掲示できます。パネルの名入れ承ります。

ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
IS-9000-PHJ スタンド型

商品コード　41968

- 場所を選ばずノータッチで手指消毒ができます。
- 高さは1,310～1,700mmまで調節可能。



▶画像再生イメージ



使用用途・方法などを画像で再生します。

サラヤウェブサイトでダウンロード!!
http://pro.saraya.com/is9000/

ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
IS-9000-PHJ モニター付 スタンド型

商品コード　41990

- センサー感知による自動再生や、連続再生を選択できます。
- IS-9000-PHJモニター付は電源供給が必要です。詳しくはお問い合わせください。

リチャージャブルバッテリー
RB-2000

商品コード　41839



- GUD-500-PHJ専用の充電池です。

バッテリーチャージャー
BC-1000

商品コード　41981



- リチャージャブルバッテリーRB-2000を充電するには、本製品が必要です。

IS-9000シリーズにGUD-500-PHJを設置する場合、専用の取付パネルが必要です。本体には付属しておりませんので、詳しくはお問い合わせください。



トレーC型

商品コード　42001

- 薬液の飛び散りを防止するトレーです。



壁取付セットC型


商品コード　42002

- ビス、両面テープ、アルコールシートのセットです。

仕　様

項　目	内　容
名　称	ノータッチ式ディスペンサー
型　式	GUD-500-PHJ
外形寸法	W113×D103×H225mm
製品質量	約585g（梱包、付属品、ボトルおよび薬液は除く）
材　質	カバー ···· PP　ケース ···· PP　透明窓 ···· PP　内部メカケース ···· ABS　乾電池ケース ····· PP
電　源	アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池（別売）※市販のものをお買い求めください または、リチャージャブルバッテリーRB-2000（別売） （切替スイッチにてアルカリ電池、充電池を切替使用すること）
使用環境温度	5～40℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）
使用環境湿度	20～85℃（湿度なきこと）
使用薬液	当社指定の薬液

外観寸法図



単位（mm）

品　名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
ノータッチ式ディスペンサー　GUD-500-PHJ	本体	1	41996	49-87696-41996-4
手洗い石けん液　シャボネットユ・ムP-5	500mL GUD-500-PHJ用	12	42006	49-87696-42006-9
手洗い剤　弱酸性ハンドソープ 泡	500mL GUD-500-PHJ用	12	42003	49-87696-42003-8
速乾性手指消毒剤　ウィル・ステラVH	500mL GUD-500-PHJ用	12	42004	49-87696-42004-5
ノータッチ式ディスペンサー用スタンドIS-9000-PHJ	–	1	41968	49-87696-41968-1
ノータッチ式ディスペンサー用スタンドIS-9000-PHJモニター付	–	1	41990	49-87696-41990-2
トレーC型	GUD-500-PHJ用	12	42001	49-87696-42001-4
壁取付セットC型	GUD-500-PHJ用	50	42002	49-87696-42002-1
リチャージャブルバッテリー　RB-2000	GUD-500-PHJ用	1	41839	49-87696-41839-4
バッテリーチャージャー　BC-1000	–	1	41981	49-87696-41981-0

安全にお使いいただくために

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

撮影協力：帝塚山リハビリテーション病院

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2013年11月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525　http://www.saraya.com/

取扱店

サラヤ株式会社　GUD-500-PHJチラシ医薬　55-0416-02-4PDF

SARAYA

ノータッチ式ディスペンサー

GUD-500-PHJ

http://med.saraya.com/

自動

コンパクトで
衛生と安心と
彩りを演出。











GUD-500-PHJ







軽量、コンパクトで
衛生と安心と彩りを演出。

センサー感知で診察のタイミングごとに、すばやく
手指衛生ができます。
診察室や受付カウンターにインパクトを与える
カラーとデザインで、医療の現場に素敵な彩りを
プラスします。

自動



製品紹介

1 ノータッチで衛生的

ノータッチ

一切手を触れずにセンサー感知で
薬液を手にとることができます。

2 数種類の薬液に対応

用途に応じてサラヤの多彩なラインナップ
から薬液を選択できます。

3 どこでも設置が可能

据え置きでも壁付け※2でも対応でき、乾電池式※3
でコンセントのないところでも設置可能。

※2：壁付け時は別売オプション品が必要です。
※3：アルカリ単3乾電池及びニッケル水素単3型充電池4本使用(別売)

●GUD-500-PHJ本体にトレー、
薬液ボトル、電池は含みません。
写真はイメージです。









ノータッチ式ディスペンサー

GUD-500-PHJ

センサー | 卓上型 | アルカリ乾電池 | 石けん泡状 | 消毒噴射

商品コード 41996

W113mm×D103mm×H225mm

液入りボトル(ディスポーザブル)

手指消毒剤スプレー

原液 | 消毒噴射

速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラVH※

液状 | 火気厳禁 | 指定医薬部外品

ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など
広範囲の微生物に作用する手指消毒
剤です。手荒れに配慮。
有効成分:エタノール76.9~81.4vol%

500mL
商品コード 42004
※GUD-500-PHJ用仕様



手洗い泡状石けん

原液 | 石けん泡状

手洗い石けん液
シャボネットユ・ムP-5※

泡状

医薬部外品 | 無香料

香料無添加。泡状で吐出します。
殺菌剤イソピルメチルフェノール
配合の手洗い石けんです。

500mL
商品コード 42006
※GUD-500-PHJ用仕様



手洗い剤
弱酸性ハンドソープ 泡※

泡状

化粧品 | 無香料

1日に何度も手洗いをする
医療従事者を考慮した手肌
に優しい弱酸性のハンド
ソープです。

500mL
商品コード 42003
※GUD-500-PHJ用仕様

